Produktdatenblatt/Technisches Datenblatt

RescueClean P1 PSA Dekontamination, manuell



Die RescueClean P1 PSA Dekontamination ist sowohl für die manuelle Aufbereitung, als auch für die Aufbereitung im Ultraschallbecken geeignet. RescueClean P1 ist ein kraftvolles aber dennoch materialschonendes Dekontaminationsmittel für die manuelle Aufbereitung. Die effektiv aufeinander abgestimmte Tensidkombination ermöglicht eine leichte und umweltschonende Reinigung.

Die Dosierungsempfehlung liegt bei wirtschaftlichen 0,5-1%, je nach Verschmutzungsgrad. Nach dem Reinigungsvorgang Spülgut lediglich mit klarem Wasser abspülen. RescueClean P1 ist rückstandsfrei abspülbar und auch bei hartem Wasser anwendbar.

Das Spülgut kann nach dem Klarspülen direkt in das Desinfektionsbad (RescueClean P3) gelegt werden.

sehr materialschonend
zur manuellen Reinigung und für Ultraschall
ideal bei organischen Verschmutzungen
optimal für Wassertemperaturen bis 25°C



113906, 1L

Inhaltsstoffe:

Anionische Tenside, nichtionische Tenside, Stellmittel, Duftstoffe, Konservierungsmittel, Farbstoffe

Zubehör: Dosierkopf, 28mm

Wechsel von Rundflasche auf Rechteckflasche in Q3/2022.



PICO-Medical GmbH | Fangdieckstr. 24 | 22547 Hamburg | www.rescueclean.de | 22.01.202"